

blue`spot

Flüssigkeit zur Indikation von Kontaktpunkten zum Aufpinseln

- Blaue Flüssigkeit zur Markierung von Kontaktpunkten
- Sehr gut sichtbar bei allen Arten von Kontakten, intraoral und auf dem Modell
- Gut applizierbar auf allen in der Zahnheilkunde verwendeten Materialien (Metall, Keramik, Kunststoff, Schmelz, Dentin)
- Gewebsneutral
- Speichelresistent
- Verklumpt nicht bei Kontakt mit Blut
- Einfach und ökonomisch dosierbar

1 Flasche Flüssigkeit (10 ml)

Art.-Nr. 300 101

DENTACO GmbH & Co. KG

Max-Keith-Str. 46 | 45136 Essen | Germany
Fon +49 201 809829 - 0 | Fax +49 201 809829 - 99
E-mail info@dentaco.de | www.dentaco.de



Sharpness
in every detail.