

Noritake


Sinterizasyon
Büzülmesi
(%)

21,5

21,0

20,5


Örnek No.



NORITAKE KATANA BLOK



DİĞER PRESİNERİZE BLOKLAR (GREEN STAGE)



NEDEN NORITAKE ZİRKONYA BLOK ?

MARJİNAL
UYUM

Sinterizasyon büzülmesindeki stabilite sayesinde fırınlama esnasında deformasyona uğramaz ve dolayısıyla marjinal adaptasyon uzun köprülerde bile garanti edilir.

DOKUZ
RENK

Porselen renk skalasındaki tüm renkler ile uyumlu 9 ayrı renkte blok opsiyonu ile mükemmel renk uyumunu garanti eder. Homojen renk dağılımı ancak bu şekilde sağlanabilir.

ESTETİK

Noritake Katana zirkonya bloklar 0,5mm koping kalınlığında %18-20 translusensiye sahiptir.



 KATANA



 ALLIANCE



T: 0 (232) 464.06.66 | F: 0 (232) 464.28.88 | W: www.turkuazdental.com | @: info@turkuazdental.com